

Gebruiksaanwijzing elektrische massagetafels Hilow PRO

- Ga niet op het ruggedeelte (met gezichtsuitsparing) van de tafel zitten, neem altijd plaats op het middendeel !
- Voor het plaats nemen op de tafel zorg dan altijd dat de pli (knik in het midden) naar beneden en vlak is .. de pli (knik) doet u omhoog zodra de persoon op de tafel heeft plaats genomen
- De negatieve hoek van het rugdeel uitsluitend gebruiken als de tafel in zijn geheel omhoog staat (in de laagste stand komt het rugdeel nl. tegen het frame)
- Eventueel kunt u de glijstangen van de armleggers een beetje invetten met vaseline
- Gebruik nooit agressieve middelen om uw tafel schoon te maken beter is een lauw sopje te nemen
- **Let op:** gebruik van (vnl. etherische) oliën kunnen het skaleider aantasten, bescherm het skaleider van de tafel daarom altijd met een speciale PU hoes (plastic hoes) bij gebruik met oliën.
- Het gebruik van (badstof) hoezen wordt eveneens sterk aanbevolen voor het behoud van de skaleier
- Bij het zelf verplaatsen van de tafel dient u deze te dragen aan het ijzeren frame dus niet aan het bed zelf.
- Ga niet op de zijkanten van de tafel zitten, neem altijd plaats in lengterichting van de tafel en in het midden van het zitvlak.
- Spuit zondig af en toe een klein beetje siliconenspray op de scharnier en/of draaipunten v.d. tafel

Onderhoud:

- * Reinig de bekleding van uw massagetafel regelmatig om vroegtijdige slijtage te voorkomen (houdt er rekening mee dat ook menselijk zweet de skaleider kan aantasten).
 - * Een natte doek is voldoende voor het verwijderen van stof. Is de bekleding nog niet helemaal schoon, gebruik dan een zachte spons met zeepwater. Droog de tafel daarna direct af en zorg ervoor dat het water niet door de naden van de bekleding lekt.
 - * Zeepwater is ook inzetbaar voor het verwijderen van vlekken. Gebruik in ieder geval geen oplosmiddelen of speciale vlekkenverwijderaars, omdat de bekleding polyurethaan (PU) bevat. Alcohol of andere oplosmiddelen lossen het PU op en beschadigen zodoende de bekleding. Test ieder schoonmaakmiddel eerst op een onopvallende plek op de massagetafel.
 - * De bekleding van de tafels is niet geschikt voor het direct hierop toepassen van massageoliën. Gebruik in dat geval altijd een badstof hoes of badlaken om de bekleding te beschermen. Voor massages met overdadig veel olie, zoals Ayurveda-massages, dient u een speciale PU-hoes te gebruiken. Dit kunnen wij op bestelling leveren.
 - * Het onderstel van uw massagetafel kunt u schoonmaken met een natte doek of een sopje. Let er dan wel op dat de elektrische delen niet nat worden.