

Gebruiksaanwijzing massagestoel Basechair:

Opzetten van de stoel:

- 1) Begin met ontkoppelen van het mechanisme van de hoofdsteun d.m.v. de hendel een halve slag te draaien
- 2) Klap de stoel uit d.m.v. de armlegger omhoog te houden, de kniesteunen naar beneden te klappen en zorg ervoor dat de kniesteunen op het frame rusten (let op dat de stoel goed stabiel staat)
- 3) Stel het zitje op de juiste hoogte (meestal middelste gaatje)
- 4) Draai de knop van het borstkussen los en stel de hoofdsteun op hoogte d.m.v. voorzichtig omhoog trekken gelijktijdig met het borstkussen en draai dan de knop weer vast
- 5) Stel de armlegger in hoogte (meestal middelste gaatje)
- 6) Stel het hoofdkussen en draai de hendel weer een halve slag zodat het mechanisme vergrendelt
- 7) De stoel is nu klaar voor gebruik
- 8) Ga over het zitje staan met het gezicht richting hoofdsteun en zak langzaam door uw knieën en ga zitten, plaats uw knieën op de kniekussens, uw armen op de armlegger en uw hoofd op het kussen van de hoofdsteun (neem nooit omgedraaid op het zitje plaats !)
- 9) Waarschuwing: de hoofd en armsteun zijn alleen ter ondersteuning van de desbetreffende ledematen, druk hier dus geen grote krachten op uit
- 10) Let op bij het opstaan vanuit zitpositie van de stoel dat u zich niet opdrukt met uw handen op de armlegger

Inklappen van de stoel:

- 1) Haal de steunstang onder het zitje uit de verstelstand en laat de stang met zitje hangen
- 2) Haal de steunstang van de armlegger uit de verstelstand en laat de stang met armlegger hangen
- 3) Klap de stoel in d.m.v. de kniesteunen op te tillen en de armlegger daar overheen te laten hangen
- 4) Draai de hendel van de hoofdsteun een halve slag zodat deze ontkoppelt en naar beneden hangt
- 5) Draai de knop van het borstkussen los en duw het geheel voorzichtig (hoofdsteun incl. borstkussen) zover mogelijk in het frame
- 6) Zorg ervoor dat de knop van het borstkussen tussen de hoofdsteun invalt en draai deze dan weer vast !!
- 7) Draai de hendel van de hoofdsteun dan weer een halve slag zodat deze vergrendelt
- 8) Nu is de stoel klaar om in de draagtas opgeborgen te worden

Onderhoud van de stoel:

- 1) De stoel heeft zeer weinig onderhoud nodig maar vereist wel de nodige aandacht omdat door het in en uitklappen verschillende delen los kunnen gaan zitten
- 2) Daarom dient u regelmatig de moeren te controleren van de hoofdsteun, de armlegger en het zitje mochten deze los gaan zitten draai deze dan goed vast (let op: sommige zijn afgedekt met zwarte beschermkapjes).
- 3) Het afstellen van de moer van het mechanisme (hoofdsteun) gaat als volgt: als de moer is los gaan zitten, zet de hendel dan op spanning oftewel vergrendelstand, en draai de moer voorzichtig wat vaster. Haal de spanning eraf door de hendel een halve slag terug te draaien en probeer weer te vergrendelen, mocht dit te zwaar gaan dan heeft u de moer te vast gedraaid en moet deze lossen en vice versa.
- 4) Controleer regelmatig het draaipunt van het zitje met het frame en die van de armlegger met het frame en draai deze aan beide kanten zonedig vaster doe hetzelfde met alle schroeven en bouten van de stoel (o.a. onder het zitje en armlegger)
- 5) Maak de stoel uitsluitend schoon met lauw water en een licht sopje
- 6) Kijk de stoel ook van tijd tot tijd na op eventuele scheuren of breuken in het frame
- 7) Behandel de stoel met tact, forceer de hendeltjes niet, kijk eerst of deze goed zijn afgesteld !!
- 8) Het afstel mechanisme (hoofdsteun) werkt met in elkaar grijpende tandjes en is daarom kwetsbaar bij verkeerd gebruik, behandel deze daarom ook met de nodige tact
- 9) Deze tips kunnen er voor zorgen dat u jarenlang met plezier gebruik kunt maken van uw massagestoel, veel succes met uw aankoop